



Handmatig aanzetten Bedscan

Wanneer u de kamer gaat verlaten en de bewoner ligt in bed, schakel dan de Bedscan weer in.

✓ **Druk 3 seconden op OK.**

U hoort een pieptoon van laag naar hoog het systeem is na 15 seconden actief. Het lampje brand op het ingestelde alarmeringsmoment (zie ommezijde)

Let op: Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij vervangen dient te worden.

Automatisch reset na een alarm

Wanneer de Bedscan aan staan en in alarm staat, dan zal de desbetreffende stand snel knipperen. Wanneer de Bedscan voor 20 seconden geen beweging ziet (bijvoorbeeld wanneer de cliënt weer terug in bed ligt of lang uit bed is), dan zal deze automatisch resetten. Indien gewenst kunt u de Bedscan natuurlijk altijd handmatig resetten (uitschakelen en inschakelen) na een alarm.




Uitzetten Bedscan

Indien u zorg gaat verlenen bij het bed, dan dient u de Bedscan uit te schakelen.

Druk 3 seconden op OK.

U hoort een pieptoon van hoog naar laag het systeem schakelt zich uit.

Schakel de Bedscan uit als u zorg komt verlenen.



Plaatsen van de Bedscan

Plaats de Bedscan altijd in het midden van het voetenbord. Zorg ervoor dat deze rechtop wordt geplaatst. Draai de knop van de klem aan totdat deze stevig vast zit.

Belangrijk: De Bedscan controleert tijdens het aanzetten of deze recht staat. Indien dit niet het geval is, dan zal de Bedscan gaan piepen totdat u deze correct plaatst.



De LED's achter de nummers 1..6 zullen knipperen ter indicatie welke kant de Bedscan schuin staat.

LED 1 & 2 : Bedscan is gekanteld naar links

LED 5 & 6 : Bedscan is gekanteld naar rechts

LED 3 & 4 : Bedscan is gekanteld naar voren

LED 1 & 6 : Bedscan is is gekanteld naar achteren



Sabotage

The Bedscan zal alarmeren wanneer deze wordt gesaboteerd. Voorbeeld:

- Wanneer er een deken overheen wordt gegoooid.
- Wanneer de Bedscan van het bed wordt gehaald wanneer deze actief staat.

LED's 2-5 zullen knipperen bij sabotage.

Instellen van het alarmeringsmoment



Druk minimaal 3 seconden op beide pijltjes toetsen.

Er klinkt een korte pieptoon. U kunt beide toetsen loslaten.

Klik vervolgens op één van de pijltjes toetsen om te scrollen door het keuze menu en u op de gewenste alarmstand staat.

Bevestig uw keuze met de OK knop

LET OP: Indien u niet bevestigd met de OK toets dan zal de Bedscan automatisch terugspringen naar de stand die al stond ingesteld.



1. Zit rechtop

Alarm, wanneer iemand gaat zitten in bed



2. Zit op de rand

Alarm, wanneer iemand op de rand van het bed gaat zitten



3. Uit Bed

Alarm, wanneer iemand uit bed stap



4. Meer dan 5 minuten uit bed

Alarm, wanneer iemand na 5 minuten nog niet terug in bed ligt of zit



5. Meer dan 10 minuten uit bed

Alarm, wanneer iemand na 10 minuten nog niet terug in bed ligt of zit



6. Meer dan 15 minuten uit bed

Alarm, wanneer iemand na 15 minuten nog niet terug in bed ligt of zit

Gevoeligheid aanpassen Bedscan



Druk minimaal 3 seconden op beide pijltjes toetsen (net zoals bij het instellen van het alarmmoment).

Er klinkt een korte pieptoon. **U moet beide toetsen loslaten.**

Druk daarna weer minimaal 3 seconden op beide pijltjes toetsen.

Er klinkt weer een korte pieptoon

U zit nu in het menu om de gevoeligheid van de Bedscan aan te passen. U kunt hierbij kiezen uit de onderstaande mogelijkheden. Bevestig uw keuze altijd met de OK toets.

	1. Zeer ongevoelig Zit rechtop: Alarm wanneer men 8 seconden overeind zit Zit op de rand: Alarm wanneer men 5 seconden op de rand zit
	2. Zit op de rand Zit rechtop: Alarm wanneer men 6 seconden overeind zit Zit op de rand: Alarm wanneer men 4 seconden op de rand zit
	3. STANDAARD Zit rechtop: Alarm wanneer men 5 seconden overeind zit Zit op de rand: Alarm wanneer men 3 seconden op de rand zit
	4. Gevoelig Zit rechtop: Alarm wanneer men 4 seconden overeind zit Zit op de rand: Alarm wanneer men 2 seconden op de rand zit
	5. Gevoeliger Zit rechtop: Alarm wanneer men 2 seconden overeind zit Zit op de rand: Alarm wanneer men 1 seconden op de rand zit
	6. Zeer gevoelig Zit rechtop: Direct alarm bij overeind komen Zit op de rand: Direct alarm bij beweging naar de rand <i>Let op: deze stand kan meer vals alarmen veroorzaken.</i>